

Link do produktu: <http://www.tytanowepaznokcie.pl/puder-do-manicure-tytanowego-magic-dip-system-06-dusty-rose-20g-kabos-p-823.html>



Puder do manicure tytanowego Magic Dip System 06 Dusty Rose 20g KABOS

Cena	49,00 zł
Numer katalogowy	DIP06
Kod producenta	DIP06
Kod EAN	5900488612984

Opis produktu

Magic Dip System 06 Dusty Rose Proszek w kolorze piaskowego różu do manicure tytanowego. Idealnie kryje w dwóch warstwach. Instrukcja do samodzielnego wykonania stylizacji: Krok 0: Przygotuj płytkę paznokcia pod stylizację manicure'u tytanowego Krok 1: Nałóż na płytkę paznokcia (1) NAIL PREP, poczekaj do całkowitego odparowania Krok 2: Nałóż jedną warstwę (2) BASE GEL na opracowaną płytkę paznokcia Aby wyrównać i wzmocnić płytkę paznokcia przejdź do Kroku 3, jeśli chcesz nałożyć na płytkę paznokcia od razu kolor przejdź do Kroku 6. Krok 3: Zanurz płytkę paznokcia w proszku CLEAR POWDER Krok 4: Usuń nadmiar proszku za pomocą pędzelka Krok 5: Nałóż jedną warstwę (2) BASE GEL na płytkę paznokcia Krok 6: Zanurz płytkę paznokcia w wybranym kolorze proszku Magic Dip System Krok 7: Usuń nadmiar proszku za pomocą pędzelka Krok 8: Nałóż jedną warstwę (2) BASE GEL na płytkę paznokcia Krok 9: Zanurz ponownie płytkę paznokcia w wybranym kolorze proszku Magic Dip System Krok 10: Usuń nadmiar proszku za pomocą pędzelka Krok 11: Nałóż na płytkę paznokcia (3) ACTIVATOR i pozostaw do wyschnięcia na minimum 2 minuty Krok 12: Nadaj kształt płytce paznokcia pilnikiem 220/240, dokończ proces blokiem polerskimi oczyść powierzchnię płytki paznokcia pędzelkiem Krok 13: Nałóż na płytkę paznokcia (3) ACTIVATOR i koniecznie pozostaw do wyschnięcia na minimum 2 minuty Krok 14: Przetrzyj płytkę paznokcia wacikiem bezpyłowym nasączonym alkoholem izopropylowym Krok 15: Nałóż jedną warstwę (4) TOP GEL na płytkę paznokcia i pozostaw do wyschnięcia na 2 minuty Krok 16: Dla lepszego połysku możesz nałożyć drugą warstwę (4) TOP GEL Dlaczego? Nie wymaga lampy Bez intensywnego zapachu Łatwy do usunięcia Nie niszczy płytki paznokcia Klasyczne kolory Nieskazitelna linia uśmiechu, za każdym razem Super szybka, łatwa i precyzyjna aplikacja Wygodny, zamykany pojemnik Pojemność: 20g