

Link do produktu: <http://www.tytanowepaznokcie.pl/puder-do-manicure-tytanowego-magic-dip-system-19-stone-20g-kabos-p-819.html>



Puder do manicure tytanowego Magic Dip System 19 Stone 20g KABOS

Cena	49,00 zł
Numer katalogowy	DIP19
Kod producenta	DIP19
Kod EAN	5900488610676

Opis produktu

Magic Dip System 19 Stone Proszek w kolorze jasnej szarości do manicure tytanowego. Instrukcja do samodzielnego wykonania stylizacji:

Krok 0: Przygotuj płytkę paznokcia pod stylizację manicure'u tytanowego

Krok 1: Nałóż na płytkę paznokcia (1) NAIL PREP, poczekaj do całkowitego odparowania

Krok 2: Nałóż jedną warstwę (2) BASE GEL na opracowaną płytkę paznokcia

Aby wyrównać i wzmocnić płytkę paznokcia przejdź do Kroku 3, jeśli chcesz nałożyć na płytkę paznokcia od razu kolor przejdź do Kroku 6.

Krok 3: Zanurz płytkę paznokcia w proszku CLEAR POWDER

Krok 4: Usuń nadmiar proszku za pomocą pędzelka

Krok 5: Nałóż jedną warstwę (2) BASE GEL na płytkę paznokcia

Krok 6: Zanurz płytkę paznokcia w wybranym kolorze proszku Magic Dip System

Krok 7: Usuń nadmiar proszku za pomocą pędzelka

Krok 8: Nałóż jedną warstwę (2) BASE GEL na płytkę paznokcia

Krok 9: Zanurz ponownie płytkę paznokcia w wybranym kolorze proszku Magic Dip System

Krok 10: Usuń nadmiar proszku za pomocą pędzelka

Krok 11: Nałóż na płytkę paznokcia (3) ACTIVATOR i pozostaw do wyschnięcia na minimum 2 minuty

Krok 12: Nadaj kształt płytce paznokcia pilnikiem 220/240, dokończ proces blokiem polerskim i oczyść powierzchnię płytki paznokcia pędzelkiem

Krok 13: Nałóż na płytkę paznokcia (3) ACTIVATOR i koniecznie pozostaw do wyschnięcia na minimum 2 minuty

Krok 14: Przetrzyj płytkę paznokcia wacikiem bezpyłowym nasączonym alkoholem izopropylowym

Krok 15: Nałóż jedną warstwę (4) TOP GEL na płytkę paznokcia i pozostaw do wyschnięcia na 2 minuty

Krok 16: Dla lepszego połysku możesz nałożyć drugą warstwę (4) TOP GEL

Dlaczego? Nie wymaga lampy Bez intensywnego zapachu Łatwy do usunięcia Nie niszczy płytki paznokcia Klasyczne kolory Nieskazitelna linia uśmiechu, za każdym razem Super szybka, łatwa i precyzyjna aplikacja Wygodny, zamykany pojemnik Pojemność: 20g